



株式会社エル・エム・エスによる マイクロピペット無料診断



eppendorf

ピペットテスターによるリークテスト、
ピストンプッシュボタン、ロッド、シーリング、
ダイヤル、ノーズ、エジェクターの状態と機能をチェック！
ピペットのブランドに関わらず診断可能！



GILSON®

日時：2017年6月28日(水)

受付時間 13:00 ~ 15:00

場所：12号館1階 マイクロ・ナノ研究開発センター

ピペットは他研究室と混じらないよう表示など工夫いただき、
箱や袋にまとめて研究室単位でお持ちください。

また、上記受付時間に間に合わない場合は事前にお持ちください。